

# INFRA LAMPA



**model: R95**

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## I. VÝHODY INFRAČERVENÉHO TEPLA

Prospěšný efekt infračerveného tepla je dobře známý. Proniká skrz pokožku a stimuluje krevní oběh, čímž zvyšuje teplotu a pomáhá ulevit od menších bolestí svalů, uvolňuje svaly a pomáhá proti ztuhlosti kloubů. Doporučováno na bolesti zad, tenisový loket, bolesti a ztuhlosti svalů. Neopstradatelné pro atlety, zahrádkaře a aktivní osoby každého věku.

## II. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ

1. Postavte výrobek na stabilní podložku, zapojte do zásuvky a nechte lampu rozehrát.
2. Vzdálenost infra lampy od části těla, na kterou ji aplikujete, by měla být taková, aby lampa pokožku dobře prohřála, ale abyste neměli nepříjemný pocit pálení.
3. Aplikujte na požadovanou oblast. Pokud začíná být teplota nepříjemná, upravte vzdálenost mezi tělem a lampou. Aplikace by měla být příjemně teplá.
4. Přestaňte užívat při nepříjemných pocitech, zarudnutí, pocitu spálení nebo při otoku oblasti. Neopakujte, pokud je oblast citlivá na dotyk. Některá zrudnutí jsou normální a časem zmizí.
5. Pro maximální efekt používejte lampu cca 5 minut. Neaplikujte infračervené zahřívání na jedno místo více jak pár minut.
6. Po použití odpojte lampu ze zásuvky. Nechte jí vychladnout a následně jí otřete vlhkým hadrem. Nepoužívejte silné chemické čističe jako je třeba benzín.
7. Neupustte výrobek na zem. Pád by mohl poškodit generátor infračerveného světla.

8. Pokud je lampa rozsvícena, netřeste s ní a ani s ní nijak nepohybuje, mohlo by dojít k poškození vlákna IČ žárovky.

## III. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Tento přístroj je vyroben pouze pro osobní užití, není vhodný pro komerční používání. Nepoužívejte přístroj venku.
2. Aby, jste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte po koupeli nebo pokud máte vlhké ruce.
3. Neponořujte pod vodu.
4. Tento přístroj musí zůstat suchý a nesmí být používán ve vlhkém prostředí.
5. Nepoužívejte, pokud je přístroj nebo kabel poškozen.
6. Netahejte lampu za kabel, nepoužívejte kabel jako držák, nedovolte, aby bylo za kabel silně taháno nebo jím bylo krouceno.
7. Aby, jste zabránili přehřátí a možnosti spálení nebo ohně, používejte pouze, jak je popisováno a nikdy neusněte při používání lampy. Nikdy nedovolte, aby se kolem přístroje obtočili příkrývky a další materiály.
8. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
9. Děti a staré osoby by měli používat přístroj vždy pouze s dohledem odpovědné osoby.

## IV. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Při příliš dlouhé aplikaci nebo při malé vzdálenosti lampy od pokožky se mohou vyskytnout popáleniny. Neaplikujte na části těla s abnormálně citlivou nebo podrážděnou pokožkou.
2. Při ozařování obličje je nutné mít vždy zavřené oči.
3. V žádném případě nepoužívejte infra lampu při následujících problémech: tuberkulóza, benigní a maligní nádory, krvácení, záněty pokožky, zánět žil a trombóza, zničená pokožka, křečové žíly a špatná cirkulace krve. Neaplikujte na malé děti a těhotné ženy.
4. Neaplikujte v intimních oblastech. Neaplikujte na boláky. V případě že si nejste jistí,

konzultujte možnost aplikace lampy s Vaším lékařem.

5. Neaplikujte na vlhké části těla a na spící osoby.
6. Nemělo by být používáno déle jak 30 minut najednou.
7. Neodborná osoba, by neměla do výrobku nijak zasahovat, opravu svěřte vždy způsobilé osobě.
8. Pokud zjistíte poškození přírodního kabelu, nechte jej vyměnit.
9. Pokud je žárovka rozbitá, vyměňte ji za jinou stejného typu.

## V. TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí: ~230 V

Frekvence: 50 Hz

Příkon: 100 W

## Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.